

BBRYANCE CLEANPIC+



Manuel d'utilisation

Modèle : BBPIC001 Déartreur électrique rechargeable CLEANPIC+
Voltage : 3,7V
Puissance : 1W
Numéro de lot : PIC202004
 Fabriqué en Chine


FÉLICITATIONS POUR VOTRE ACHAT !

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, afin d'en apprendre davantage sur les fonctionnalités et les recommandations.
 Conserver cette notice pour un usage ultérieur.

Note : Recharger entièrement le déartreur BBRYANCE CleanPic+ avant de l'utiliser pour la première fois.

STRUCTURE DU PRODUIT

Grâce à sa petite taille ce produit est facile à transporter. Vous pouvez facilement déartre vos dents à la maison. Ce produit utilise une tête nettoiyante identique à celle des dentistes. Il permet d'éliminer efficacement le tartre et les tâches, et de retirer la plaque dentaire.



CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT

- Tête nettoiyante en alliage métallique de qualité professionnelle.
- Cinq niveaux d'intensité pour répondre à vos différents besoins.
- Vibration haute fréquence intelligente, élimine efficacement le tartre et les tâches.
- Design élégant et fonctionnel.
- Grande longévité de la batterie.

ATTENTION

- La tête métallique du déartreur dentaire n'est pas remplaçable.
- Ne pas placer le produit à la lumière directe du soleil. Conserver dans un environnement intérieur entre -10°C et 40°C.
- Ne pas laver ou faire tremper le produit trop longtemps.
- Utilisation chez l'adulte et enfants de plus de 12 ans. Ranger le produit après utilisation, tenir hors de portée des enfants.
- Ce produit contient une batterie. Tenir le produit éloigné du feu et de toute source de chaleur pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.
- En cas de problème de qualité, ne pas démonter le produit vous-même. Nous retourner le produit pour réparation, si réparable.

SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

Tension nominale : 3,7V	Courant nominal : 130mA
Capacité de la batterie : 300mAh	Courant de veille : $\leq 20\mu A$
Taille du produit : 183.6x30x22.3mm	Poids : 53.6g
Tension de charge : 5V	Bruit moteur : $\leq 60dB$

MÉTHODE D'UTILISATION

Pour la première utilisation charger l'appareil pendant plus de 2 heures. Utiliser jusqu'à déchargement complet avant de recharger. Se référer à la description de chargement (image 1).
 Presser le bouton de démarrage pour allumer l'appareil, ajuster la puissance en appuyant sur les boutons « + » et « - » et nettoiyer la zone que vous souhaitez déartre (image 2).
 Après avoir nettoiyé vos dents, passer la tête métallique sous un filet d'eau claire. Nettoiyer la section métallique et essuyer le déartreur dentaire.
 Utilisation : jusqu'à 1 fois par jour pendant 1 minute, en complément de votre brossage habituel. Les utilisateurs préfèrent l'utiliser 2 à 3 fois par semaine pour l'entretien.



CHARGEUR

1. Ce produit utilise une interface de chargement CC. Prenez le câble de chargement CC et insérez l'interface CC dans la prise arrière. Insérez l'interface USB au bout du chargeur.
2. Après avoir enclenché le mode de chargement, le déartreur dentaire se verrouille. L'appareil cesse de fonctionner pendant le temps de chargement.
3. Pendant le chargement, la lumière au bas de l'appareil est rouge. Lorsque l'appareil est chargé, la lumière devient verte.



SUPPORT ET GARANTIE

Les pics dentaires BBRYANCE PIC+ sont garantis pour une durée de 2 ans à partir de la date d'achat.
 Les défauts de fabrication ou matériels seront réparés ou remplacés par BBRYANCE à condition qu'une preuve d'achat officielle soit fournie pendant la période de garantie.
 En cas de besoin vous pouvez contacter le service clientèle de BBRYANCE via le support client sur notre site internet www.bbryance.fr/contact / ou directement par téléphone.
EXCLUSIONS DE LA GARANTIE
 Ce qui n'est pas couvert par la garantie :
 - La tête du pic.
 - Dommages causés par l'utilisation d'autres pièces de rechange non-autorisées.
 - Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, des altérations ou une réparation non autorisée.
 - L'usure normale, comprenant les éclats, les rayures, les abrasions ou la décoloration de l'appareil.
 - Si la preuve d'achat a été modifiée, effacée ou supprimée.
 Toutes les garanties implicites, y compris les garanties d'adéquation à un usage particulier et de qualité marchande, ont une durée limitée à la durée de cette garantie.
 BBRYANCE, ou tout autre société affiliée, ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif et tout autre dommage résultant d'une violation de garantie ou de contrat, de négligence, tord, ou toute autre théorie légale.

En aucun cas cette garantie ne peut donner droit à des dommages et intérêts.
GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ (extrait du Code de la consommation)
 Art. L217-4 «Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
 Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.»
 Art. L217-12. «L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.»
 Le bien est conforme au contrat :
 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
 Art. 1641. «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
 Art. 1648. alinéa 1er. «L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.»
 Si le produit BBRYANCE PIC+ doit être renvoyé au détaillant ou revendeur pour réparation ou échange, les éléments suivants doivent être fournis :
 1. Preuve d'achat : copie ou original du reçu de paiement et numéro de commande pour les commandes en ligne. S'assurer que la date d'achat et le modèle du produit soient clairement visibles. Dans le cas de l'envoi de documents originaux, ceux-ci ne pourront être retournés.
 2. Envoyer le produit à réparer ou remplacer : emballer le produit correctement afin d'éviter tout incident pendant l'expédition. Si possible, utiliser l'emballage d'origine pour le renvoi.
 3. Joindre une description écrite de la panne, casse ou du dysfonctionnement de l'appareil. Inclure noms, adresse où doit être renvoyé l'appareil, numéro de téléphone et adresse email (nécessaire à l'expédition). A cet effet, merci de remplir le formulaire que le service clientèle vous aura transmis à réception de votre demande et de le retourner à :
BBRYANCE 143 rue d'Ollioules 83140 Six-Fours les Plages FRANCE.

BBRYANCE CLEANPIC+



User manual

Model : BBPIC001 DENTAL CALCULUS REMOVER CLEANPIC+
Voltage : 3,7V
Power : 1W
Batch number : PIC202004
 Made in China


CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE !

Before using this product, read carefully this user manual to learn about features and recommendations.
 Keep this notice for future use.

Note: Fully charge the BBRYANCE CleanPic+ toothbrush prior to using it for the first time.

PRODUCT STRUCTURE

With its small size, this product is easy to carry. It's a dental cleansing device that can be used at home. The dental pic head offers the same structure than those used by dentists. It can effectively remove dental calculus, and also has certain cleaning effect on dental plaque or tooth stains.



PRODUCT FEATURES

- Professional grade alloy metal cleaning head.
- 5 levels of intensity to suit your needs.
- Intelligent high frequency vibration, effective removal of dental calculus and stains.
- Smart and efficient design.
- The battery is durable.

CAUTION

- The metal head of the tooth cleaner is not replaceable.
- Do not place product in direct sunlight. Keep in a -10°C to 40°C environment.
- Do not wash or soak the product for a long time.
- This product is restricted to adult and children aged 12 and more. Store product properly after use. Keep out of reach of children.
- This product contains a battery. Do not place it in a fire or a source of heat to avoid fire or explosion.
- In case of product quality problem, please do not disassemble. Return device to customer service.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Rated voltage : 3,7V	Rated current : 130mA
Battery capacity : 300mAh	Standby current : $\leq 20\mu A$
Product size : 183.6x30x22.3mm	Product weight : 53.6g
Charging voltage : 5V	Motor noise : $\leq 60dB$

USAGE METHOD

Before using it for the first time, charge device completely for 2 hours. Always use device until it is completely discharged before charging again (pic 1).
 Press the power button to turn on. Adjust the intensity of vibrations by pressing "+" or "-" . Start cleaning the part of your teeth where you wish to remove calculus and stains (pic 2).
 After use, rinse the metal head with clean water. Wash other metal parts and wipe the body of the device.
 Use: up to once a day, for one minute. In addition to your usual tooth brushing. Users usually use this cleaner 1 to 3 times per week to maintain clean and calculus-free teeth.



CHARGER

1. This product uses a DC interface charging mode. Take the DC interface charging line and plug it into the back of the device. Insert the USB part of the cable into a charger.
2. When charging, the device locks itself and stops working.
3. In charging mode, the light at the bottom is red. The light is green when fully charged and ready for use (pic 3).



SUPPORT AND WARRANTY

BBRYANCE PIC+ is guaranteed for a 2-year duration from the date of purchase.
 Manufacturing or material defects will be repaired or replaced by BBRYANCE in the condition that an official proof of purchase in the qualifying period is provided.
 Contact BBRYANCE customer service on our website: www.bbryance.fr/contact or directly by phone.
WARRANTY EXCLUSIONS
 What is not covered by warranty:
 - Dental pick heads.
 - Damage caused by use of unauthorized replacement parts.
 - Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
 - Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, or color fading.
 - The proof of purchase has been altered, defaced or removed.
 All implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are limited to the duration of this warranty.
 BBRYANCE or any of its affiliated or subsidiary companies shall not be liable for any special, incidental, consequential or other damages based upon breach of warranty, breach of contract, negligence, tort or any other legal theory.
 This warranty does not give right to claim for compensation.
LEGAL WARRANTY OF CONFORMITY (article of the French consumer code)
 Art. L217-4 "The seller must deliver goods which are in conformity with

the sales contract. The seller is also responsible for defects in conformity that result from packaging, and from set-up or installation instructions when such conformity was covered by the contract or was performed under its responsibility".
 Art. L217-12 "Action resulting from defects in conformity lapses after two years from the date of delivery of the article."
 Goods are in conformity with contract:
 1) If appropriate for the use normally expected for such an article and, when necessary:
 (a) comply with the description given by the seller and possess the qualities of the goods which the seller has held out to the consumer as a sample or model
 (b) have the qualities that a purchaser might legitimately expect in view of public statements made by the seller, the producer or his/her representative in advertising or labelling
 2) have the features defined by mutual agreement between the parties or be suitable for any special requirement of the buyer which was made known to the seller and which the latter agreed to.
 Art. 1641 "A seller is bound to a warranty on account of the latent defects of the thing sold which render it unfit for the use for which it was intended, or that diminish it in a way that the buyer would not have acquired it, or would only have given a lesser price for it, had he known of them".
 Art. 1648 "The action resulting from latent defects must be brought by the purchaser within two years after the discovery of the defect".
 If the BBRYANCE PIC+ device is required to be sent back to the retailer or dealer for repair or replacement, the following information must be provided:
 1) Proof of purchase: a copy or the original of your payment receipt, and the order number for orders made online. Make sure that the date of purchase and product model number are clearly visible. If original documents are provided, they cannot be returned.
 2) Send the product that needs repair or replacement: pack product securely to prevent damage in transit. If possible, use the original packing material.
 3) Enclose a description of the breakdown of malfunction. Include your full name, address where the product must be sent back, phone number, email address (required for shipment). Please fill out the form that customer service will have sent to you following your request, and return it to:
BBRYANCE 143 rue d'Ollioules 83140 Six-Fours les Plages FRANCE.