

BBRYANCE **WATERPULSE+**

Manuel d'utilisation / User manual

Hydropulseur électrique Portable Water Flosser

Model: BBWP002

Made in China


INSTRUCTION (FR) ➤

INSTRUCTION (EN) ➤

ANLEITUNG (DE) ➤

ISTRUZIONI (IT) ➤

INSTRUCCIONES (ES) ➤



Catalogue

Catalogue	01
Norme UL	02
Description du Produit	05
Accessoires du Produit	06
Étapes de fonctionnement	06-09
Description des modes	10
Conseils d'Utilisation	11
Exemple de Démontage/Montage	12
Entretien et recyclage de la Batterie	13
FAQ et solutions	14
Service Après-vente	15

GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits électriques, spécialement en présence des enfants, les précautions de sécurité basiques ci-dessous devront toujours être suivies.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

DANGERS:

Pour réduire le risque d'électrocution:

- ◆ Ne pas manipuler le chargeur avec des mains mouillées.
- ◆ Ne pas immerger dans l'eau ou autre liquide.
- ◆ Ne pas utiliser pendant le bain.
- ◆ Ne pas placer ou entreposer le produit là où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire, une cabine de douche ou un évier.
- ◆ Ne pas essayer d'atteindre un produit qui vient de chuter dans l'eau. Débrancher immédiatement.
- ◆ Vérifier la détérioration du câble du chargeur avant la première utilisation et tout au long de la vie du produit.

Pour réduire le risque de brûlures, chocs électriques, incendies, blessures graves ou dégâts :

Ne pas brancher cet appareil dans un système de voltage différent de celui spécifié sur le produit ou chargeur.

Ne pas utiliser ce produit si son câble ou sa prise est endommagé. En cas de dysfonctionnement ou chute dans un liquide, contacter votre distributeur local.

Ne pas diriger le jet d'eau sous la langue, dans les oreilles, le nez ou autres organes délicats. Ce produit est capable de générer des pressions qui peuvent avoir de graves conséquences sur ces organes. Se référer aux instructions opérationnelles pour l'utilisation correcte.

Utiliser ce produit seulement comme indiqué par ces instructions ou comme suggéré par votre dentiste.

Le saignement léger de la gencive lors de la première utilisation de l' hydropulseur dentaire est un phénomène normal. Si le saignement est fort, merci d'arrêter l'utilisation et de demander conseil auprès de votre dentiste.

Remplir le réservoir avec de l'eau ou toute autre solution recommandée par votre dentiste.

Ne pas jeter ou insérer des objets étrangers dans le produit.

Garder le chargeur et le câble loin des surfaces chauffées.

Ne pas utiliser quand un brumisateur d'oxygène ou d'aérosol est en cours d'utilisation.

Utilisation avec une solution de bain de bouche Bbryance: rincer l'appareil et le réservoir à l'eau après utilisation pour éviter toute accumulation de dépôt.

Ne pas utiliser en présence de bijoux dans la bouche; les retirer avant utilisation.

Ne pas utiliser si vous souffrez d'une blessure ouverte sur votre langue ou dans votre bouche.


Si votre médecin vous recommande de suivre une prémédication antibiotique, vous devez consulter votre dentiste avant d'utiliser cet instrument ou tout autre outil d'hygiène buccale.

Pour usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.


Instruire et superviser de près les enfants et les personnes aux besoins spéciaux quant à la bonne utilisation de ce produit.

Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Description du produit



Accessoires produits



Canule x2




Câble de recharge x1

Les canules/accessoires remplaçables peuvent être achetés auprès du vendeur

Étapes de fonctionnement


Activation

Très important ! Veuillez charger complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
Branchez le câble USB dans la prise de chargement et mettez l'appareil sous tension. Le produit ne peut pas être utilisé pendant le chargement.




Installation et retrait de la canule

Insérez la canule dans le trou central du corps jusqu'au clic, et l'installation est réussie. Pour remplacer ou retirer la canule, veuillez appuyer sur le bouton de retrait de la canule et le maintenir enfoncé, puis retirer la canule.



Comme le montre la figure 1, ouvrez le couvercle du réservoir, puis versez de l'eau dans celui-ci ;

Remarque : veuillez vous assurer que l'appareil est éteint lorsque vous remplissez le réservoir.



- ◆ L'interrupteur et les boutons mode sont sur le panneau. Le bouton interrupteur contrôle l'activation et la désactivation de l'appareil, et le bouton mode est responsable de la commutation entre les 6 modes.
- ◆ Si vous appuyez à nouveau sur le bouton interrupteur alors que le produit est en état de marche, celui-ci s'arrête de fonctionner. Le temps de fonctionnement normal du produit est de 2 minutes, et si le produit doit être utilisé à nouveau, appuyez à nouveau sur le bouton interrupteur.
- ◆ Lors de la charge, un voyant clignote en orange en fonction du niveau de puissance, du plus faible au plus élevé. Lorsqu'il cesse de clignoter en blanc, le produit est complètement chargé. Lorsque la batterie est faible, le voyant clignote pour vous rappeler de la recharger. Lorsque la batterie est trop faible, la fonction de l'appareil ne peut pas être activée en appuyant sur le bouton d'alimentation, et la puissance approximative de la batterie est affichée lorsqu'il est allumé ; lorsqu'il est éteint, la puissance approximative de la batterie du produit peut être détectée en appuyant sur le bouton de mode.

- L'éclairage du réservoir est allumé lorsqu'il est en marche, et l'éclairage reste allumé lorsqu'il est en marche.
- Le chargeur est adapté : CA 100-240VCA, 50/60Hz avec une sortie de 5V 1A.
- L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.
- Lors de l'utilisation, maintenez-le en position verticale afin de garantir que l'appareil soit dans les meilleures conditions de fonctionnement ; en tournant la canule, la direction du jet d'eau peut être ajustée.
- Un saignement des gencives peut se produire la première fois que vous utilisez l'irrigateur oral, car chacun peut supporter des pressions différentes dans ses gencives. C'est normal, alors rassurez-vous !
- Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, veuillez commencer par la vitesse la plus basse et augmenter progressivement la puissance à mesure que votre cavité buccale s'adapte.



Si le couvercle du réservoir d'eau tombe

1. Alignez le joint du couvercle du réservoir d'eau avec l'ouverture du réservoir d'eau ;
2. Enfoncez-le jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».



Description des modes



Mode 1 : Lorsque 1 voyant blanc est toujours allumé, cela indique le premier mode, et la pression d'eau est à 10-40PSI.



Mode 2 : Lorsque 2 voyants blancs sont toujours allumés, cela indique le 2e mode, et la pression d'eau est à 30-60PSI.



Mode 3 : Lorsque 3 voyants blancs sont toujours allumés, cela indique le 3e mode, et la pression d'eau est à 50-90PSI.



Mode 4 : Lorsque 4 voyants blancs sont toujours allumés, cela indique le 4e mode, et la pression d'eau est à 60-110PSI.



Mode 5 : Lorsque les 4 voyants blancs clignotent de gauche à droite, cela indique le mode d'impulsion, et la pression d'eau est à 60-110PSI.




Mode 6 : Lorsque le LOGO clignote avec une lumière pulsée, cela indique le mode personnalisé et la pression d'eau est à 10-110PSI.

Réglage du mode personnalisé : Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton mode pendant 1 seconde, et le logo clignotera rapidement ; appuyez rapidement sur le bouton mode pour augmenter la pression d'eau d'un niveau (pour le mode personnalisé, 8 niveaux de pression d'eau peuvent être réglés, où chaque voyant clignotant indique 1 niveau de pression d'eau, et chaque voyant qui est toujours allumé indique deux niveaux de pression d'eau). Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton mode et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde ou ne faites rien pendant 5 secondes.

Conseils d'utilisation


Penchez-vous sur le lavabo, appuyez sur le bouton mode, réglez la pression sur le réglage souhaité, mettez la canule dans la bouche en visant les gencives et les dents, appuyez sur le bouton interrupteur pour la mettre en marche, et l'appareil est prêt à être utilisé.



Vaporisez l'eau à un angle de 90 degrés contre les gencives, et fermez légèrement les lèvres pour éviter que l'eau ne s'écoule latéralement. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez commencer à nettoyer les molaires (vos dents arrières) et passer aux dents avant.

Faites glisser la canule le long de la ligne des gencives et arrêtez-vous brièvement entre chaque dent.


Continuez jusqu'à ce que les gencives et l'espace entre les dents soient nettoyés.




Exemple de démontage et de montage

Une fois l'utilisation terminée

Éteignez l'appareil, ouvrez le couvercle arrière du réservoir d'eau vers le bas comme indiqué sur la figure, videz le liquide résiduel du réservoir d'eau. Allumez l'appareil et videz le liquide résiduel de l'appareil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, puis éteignez l'appareil.



Comme le montre la figure, saisissez le produit avec les deux mains, la main gauche autour du corps et la main droite autour du réservoir. En même temps, tournez le réservoir dans le sens antihoraire et tirez-le vers le bas pour le retirer.



Remarque : Il peut y avoir de l'humidité à l'intérieur de l'appareil avant sa première utilisation (dans le réservoir et le tuyau d'aspiration), qui est un résidu de l'eau distillée utilisée pour tester le produit.

Recyclage et entretien de la batterie

Entretien de la batterie


- L'appareil doit être entièrement chargé avant la première utilisation, et les charges ultérieures prennent environ 2 heures.
- Branchez le câble USB dans la prise de charge et branchez-le à une source d'alimentation.
- Si l'appareil doit être stocké pendant une longue période, veuillez le recharger complètement avant de le stocker.
- Afin de maximiser la durée de vie de la pile, veuillez la recharger immédiatement lorsque la batterie est faible.

Manipulation de la batterie


Cet appareil contient une batterie au lithium, qui doit être recyclée en fin de vie.

Veuillez recycler la batterie dans un centre de recyclage local. La batterie ne peut pas être remplacée.

Retrait de la batterie intégrée



Retirez la canule et le réservoir d'eau, et ouvrez la base avec un tournevis ou tout autre outil.



Retirer la pile pour la recycler

Veillez à ne pas court-circuiter les extrémités positive et négative de la batterie retirée, et isolez les extrémités avec du ruban adhésif.

FAQ et solutions

Problèmes	Causes	Solutions
Fuite entre la canule et le corps de l'appareil	La bague d'étanchéité dans le porte-canule est endommagée, la canule n'est pas bien installée	Contacter le vendeur pour réparation, installer la canule en toute sécurité
Fuite à l'entrée de la pompe à eau	La bague d'étanchéité est endommagée, ou il y a des impuretés du côté de l'entrée.	Contacter le vendeur pour réparation
Fuite du réservoir d'eau	Joint endommagé	Remplacer la bague d'étanchéité, contacter le vendeur pour réparation
Pas assez de pression	Basse tension en service	Utilisation après une charge complète
L'appareil ne peut pas démarrer	Basse tension en service	Utilisation après une charge complète ou contacter le vendeur pour réparation
Le produit ne pulvérise pas d'eau	Première utilisation ou non utilisé depuis longtemps	Après avoir ajouté une quantité d'eau appropriée à l'orifice d'installation de la canule, réinstaller la canule, puis mettre l'interrupteur en marche

Si vous ne pouvez toujours pas résoudre le problème selon les méthodes ci-dessus, veuillez consulter le magasin du vendeur ou vous rendre à un point de réparation après-vente désigné pour la réparation.

Service après-vente

L'hydropulseur électrique BBRYANCE WATERPULSE est garanti pour une durée de 24 mois à partir de la date d'achat.

Les défauts de fabrication ou matériels seront réparés ou remplacés par BBRYANCE à condition qu'une preuve d'achat officielle soit fournie pendant la période de garantie.

En cas de besoin vous pouvez contacter le service clientèle de BBRYANCE via le support client sur notre site internet www.bbryance.fr/contact / ou directement par téléphone.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Ce qui n'est pas couvert par la garantie :

- Les canules, le câble de recharge.
- Dommages causés par l'utilisation d'autres pièces de rechange non autorisées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, des altérations ou une réparation non autorisée.
- L'usure normale, comprenant les éclats, les rayures, les abrasions ou la décoloration de l'appareil.
- Si la preuve d'achat a été modifiée, effacée ou supprimée.

Toutes les garanties implicites, y compris les garanties d'adéquation à un usage particulier et de qualité marchande, ont une durée limitée à la durée de cette garantie.

BBRYANCE, ou tout autre société affiliée, ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif et tout autre dommage résultant d'une violation de garantie ou de contrat, de négligence, tord, ou toute autre théorie légale.

En aucun cas cette garantie ne peut donner droit à des dommages et intérêts.

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ: (extrait du Code de la consommation)

Art. L217-4 «Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.»

Art. L217-12. «L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.»

Le bien est conforme au contrat :

- 1^o S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2^o Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Art. 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Art. 1648. alinéa 1er. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.»

Si le produit BBRYANCE WATERPULSE doit être renvoyé au détaillant ou revendeur pour réparation ou échange, les éléments suivants doivent être fournis :

1.Preuve d'achat : copie ou original du reçu de paiement et numéro de commande pour les commandes en ligne. S'assurer que la date d'achat et le modèle du produit soient clairement visibles. Dans le cas de l'envoi de documents originaux, ceux-ci ne pourront être retournés.

2.Envoyer le produit à réparer ou remplacer : emballer le produit correctement afin d'éviter tout incident pendant l'expédition. Si possible, utiliser l'emballage d'origine pour le renvoi.

3.Jointre une description écrite de la panne, casse ou du dysfonctionnement de l'appareil. **Inclure noms, adresse où doit être renvoyé l'appareil, numéro de téléphone et adresse email** (nécessaire à l'expédition). A cet effet, merci de remplir le formulaire que le service clientèle vous aura transmis à réception de votre demande et de le retourner à :

Contents

Contents	01
UL Standard	02
Product Description	05
Product Accessories	06
Operation Steps	06-09
Mode descriptions	10
Recommended Techniques	11
Disassembly & Assembly Example	12
Battery disposal and maintenance	13
FAQs and solutions	14
After-sales Service	15

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, the basic safety precautions below should always be followed.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGERS:

To reduce the risk of electrocution:

- ◆ Do not handle charger with wet hands.
- ◆ Do not immerse in water or other liquid.
- ◆ Do not use while bathing.
- ◆ Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub, shower stall or sink.
- ◆ Do not reach for a product that has fallen into water.
Unplug immediately.
- ◆ Check the charger cord for damage before the first use and during the life of the product.

To reduce the risk of burns, electric shock, fire, serious injury or damage issues:

Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger.

Do not use this product if it has a broken cord or plug. In case of not working properly, or it has been dropped into any liquid, contact your local distributor.

Do not direct water flow under the tongue, into the ear, nose or other delicate organs. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage to these organs. Refer to operating instructions for correct usage.

Use this product only as indicated in these instructions or suggestions by your dental professional.

It's normal phenomenon if gum bleed a little when using water flosser for the first time. In case of excessive bleeding, please stop using and ask for your dentist

Fill reservoir with water or other solutions recommended by dental professional.

Do not drop or insert any foreign object into the product.

Keep charger and cord away from heated surfaces.

Do not operate where oxygen or aerosol sprays are being used.

Do not use mouth washes/rinses that contain iodine, bleach, or tea treeoil.

Do not use while wearing any oral jewelry. Please take off prior to use.

Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.


If your physician advise you to receive antibiotic premedication, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.

For household use only. Do not use outdoors.


Closely instruct and supervise children and individuals with special needs in the proper use of this product.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Product Description



Product Accessories



Nozzles x 2




Charging cable x1

Replaceable nozzles/accessories can be purchased from the vendor.

Operation steps


Activation

Very important! Please fully charge the device before using it for the first time. Plug the USB cable into the charging socket, and turn on the power. The product cannot be used while charging.




Nozzle installation and removal

Insert the nozzle into the middle hole of the host until it clicks, and the installation is successful. To replace or remove the nozzle, please press and hold the nozzle removal button and then take out the nozzle.



As shown in Figure 1, open the reservoir cover and then pour water into it;

Note: Please make sure that the device is turned off when filling the reservoir.




- ◆ The power switch and the mode buttons are on the panel. the power button controls device activation and deactivation, and the mode button is responsible for switching between the 6 modes.
- ◆ If the switch button is pressed again when the product is in a working state, the product will stop working. The regular working time of the product is 2 minutes, and if the product is to be used again, press the power button again.
- ◆ When charging, a indicator lamp will flash in orange. When it stops flashing in white, the product is fully charged. When the battery is low, the light flashes to remind you to recharge. When the battery is too low, the device's function cannot be activated by pressing the power button, and the approximate battery power is displayed when it is turned on; when it is turned off, the approximate battery power of the product can be detected by pressing the mode button (red, blue, and green).

- ◆ The charger is suitable for: AC 100-240VAC, 50/60Hz with an output of 5V 1A.
- ◆ The device cannot be used when charging.
- ◆ When in use, keep it upright to ensure that the equipment is in the best working condition; by rotating the nozzle, the direction of the water flow can be adjusted.
- ◆ Gum bleeding may occur the first time you use the oral irrigator, because everyone can withstand different pressures in their gums. This is normal, so please rest assured!
- ◆ When using the product for the first time, please start at the lowest gear and gradually increase the pressure as your oral cavity adapts.



If the water tank cover falls off

1. Align the gasket of the water tank cover with the water tank mouth;
2. Press it in until you hear a "click" sound.



Mode descriptions



Gear 1: When 1 white lamp is always on, it signals the 1st gear, and the water pressure is at 10-40PSI.



Gear 2: When 2 white lamps are always on, it signals the 2nd gear, and the water pressure is at 30-60PSI.



Gear 3: When 3 white lamps are always on, it signals the 3rd gear, and the water pressure is at 50-90PSI.



Gear 4: When all 4 white lamps are always on, it signals the 4th gear, and the water pressure is at 60-110PSI.



Gear 5: When the 4 white lamps flash from left to right, it signals the pulse gear, and the water pressure is at 60-110PSI.

Gear 6: When the LOGO is flashing with a pulsating light, it signals the DIY gear, and the water pressure is at 10-110PSI.


Setting the DIY gear: In any mode, press and hold the mode button for 1 second, and the logo will flash rapidly; quickly press the mode button to increase the water pressure by one level (for DIY gears, 8 levels of water pressure can be set, where every flashing lamp signals 1 level of water pressure, and every lamp that is always on signals two levels of water pressure). Press and hold the mode button for 1 second or do nothing for 5 seconds to exit the setting mode.





Recommended Techniques

Lean over the wash basin and put the tip in the mouth. Aim the tip at your teeth.

Turn on the switch and shift to the suitable mode.




Make water jet at 90° to the gingiva, and close your lips slightly to avoid water splash everywhere. For best effect, start with the molars and clean towards the front teeth. Slide the tip along the gumline and keep flossing a while at inter-dental place, till everywhere is cleaned.




Disassembly & Assembly Example

When Finished

Turn the unit off. Lift the flip top on reservoir as shown, and empty any liquid left in the reservoir. Turn the unit on till reservoir is empty and turn the unit off.



To remove the reservoir, hold the unit with your left hand and slide the reservoir down counterclockwise with your right hand.



Note: There may be moisture inside the tank (tank and suction pipe), which is the residual distilled water used for product testing.

Battery Disposal and maintenance

Battery maintenance


- ◆ The device must be fully charged before first using, and subsequent charges take about 2 hours;
- ◆ Plug the USB cable into the charging socket and connect it to a power source;
- ◆ If the device will be stored for a long time, please fully charge the device before storing;
- ◆ In order to maximize the service life of the battery, please charge it immediately when the battery is low;

Battery handling


This device contains a lithium battery, which is to be recycled at the end of its life.

Please recycle the battery at a local recycling center. The battery cannot be replaced.

Removal of the built-in battery



Remove the nozzle and water tank, and pry open the base with a screwdriver or any other tool.



Remove the battery for recycling

Be careful not to short-circuit the positive and negative ends of the removed battery, and insulate the ends with tape.

FAQs and solutions

Problems	Reasons	Solutions
Leakage between the nozzle and the body of the device	The seal ring in the nozzle holder is damaged, the nozzle is not installed securely	Contact the vendor for repair, install the nozzle securely
Leakage in the water pump inlet	The seal ring is damaged, or there are impurities on the inlet side	Contact the vendor for repair
Leaking water tank	Damaged seal	Replace the seal ring, contact the vendor for repair
Not enough pressure	Low voltage in use	Use after fully charged
Device cannot start	Low voltage in use	Use after fully charged or contact the vendor for repair
The product does not spray water	First use or not used for a long time	After adding a proper amount of water to the nozzle installation port, reinstall the nozzle, and then turn on the power switch

If you still can't solve the problem according to the above methods, please consult the vendor shop or go to a designated after-sales repair point for repair.

After-sales service

BBRYANCE WATERPULSE water flosser is guaranteed for a 24-month duration from the date of purchase. Manufacturing or material defects will be repaired or replaced by BBRYANCE in the condition that an official proof of purchase in the qualifying period is provided.

For warranty service, contact BBRYANCE customer service on our website: www.bbryance.fr/contact or directly by phone.

WARRANTY EXCLUSIONS

What is not covered by warranty:

- Nozzles, charging cable.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unsuitable brush heads.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, or color fading.
- The proof of purchase has been altered, defaced or removed.

All implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are limited to the duration of this warranty. BBRYANCE or any of its affiliated or subsidiary companies shall not be liable for any special, incidental, consequential or other damages based upon breach of warranty, breach of contract, negligence, tort or any other legal theory.

This warranty does not give right to claim for compensation.

LEGAL WARRANTY OF CONFORMITY (article of the French consumer code)

Art. L217-4 "The seller must deliver goods which are in conformity with the sales contract. The seller is also responsible for defects in conformity that result from packaging, and from set-up or installation instructions when such conformity was covered by the contract or was performed under its responsibility".

Art. L217-12 "Action resulting from defects in conformity lapses after two years from the date of delivery of the article."

Goods are in conformity with contract:

1) If appropriate for the use normally expected for such an article and, when necessary:

(a) comply with the description given by the seller and possess the qualities of the goods which the seller has held out to the consumer as a sample or model

(b) have the qualities that a purchaser might legitimately expect in view of public statements made by the seller, the producer or his/her representative in advertising or labelling

2) have the features defined by mutual agreement between the parties or be suitable for any special requirement of the buyer which was made known to the seller and which the latter agreed to.

Art. L641 "A seller is bound to a warranty on account of the latent defects of the thing sold which render it unfit for the use for which it was intended, or that diminish it in a way that the buyer would not have acquired it, or would only have given a lesser price for it, had he known of them".

Art. L648 "The action resulting from latent defects must be brought by the purchaser within two years after the discovery of the defect".

If the BBRYANCEWATERPULSE device is required to be sent back to the retailer or dealer for repair or replacement, the following information must be provided:

1) Proof of purchase: a copy or the original of your payment receipt, and the order number for orders made online. Make sure that the date of purchase and product model number are clearly visible. If original documents are provided, they cannot be returned.

2) Send the product that needs repair or replacement: pack product securely to prevent damage in transit. If possible, use the original packing material.

3) Enclose a description of the breakdown of malfunction. **Include your full name, address where the product must be sent back, phone number, email address** (required for shipment). Please fill out the form that customer service will have sent to you following your request, and return it to:

BBRYANCE - 143 rue d'Ollioules - 83140 Six-Fours-Les-Plages FRANCE.

Katalog

UL-Norm	02
Produktbeschreibung	05
Product Accessories	06
Arbeitsschritte	06-09
Modusbeschreibungen	10
Nutzungstipps	11
Beispiel für demontage und montage	12
Batterieentsorgung und-wartung	13
FAQs und Lösungen	14
Kundendienst	15

WICHTIGE SCHUTZVORKEHRUNGEN

Bei der Benutzung von elektrischen Produkten, insbesondere in Gegenwart von Kindern, sollten die unten stehenden Sicherheitshinweise stets befolgt werden.

Vor der Benutzung alle Anweisungen durchlesen.

Gefahren:

Um das Risiko von Stromschlag zu reduzieren:

- ◆ Das Ladegerät nie mit nassen Händen anfassen.
- ◆ Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- ◆ Nicht während des Badens verwenden.
- ◆ Das Produkt niemals so platzieren oder lagern, dass es herunterfallen kann oder in Wanne, Dusche oder Spülbecken gezogen werden kann.
- ◆ Niemals nach einem Produkt greifen, dass in Wasser gefallen ist; sofort den Netzstecker ziehen!
- ◆ Vor der ersten Verwendung und während der Lebensdauer des Produkts, stets das Netzkabel auf Schäden überprüfen.

Um das Risiko von Verbrennungen. Stromschlag, Brand, ernsthaften Verletzungen oder Schäden zu reduzieren:

Dieses Gerät bei keiner anderen Netzspannung verwenden, als der auf dem Gerät oder dem Ladegerät angegebenen.

Bei beschädigtem Netzkabel oder -Stecker, das Gerät nicht benutzen. Im Falle von Betriebsstörungen oder nach dem Fallen in jegliche Flüssigkeit, sofort den Händler kontaktieren.

Den Wasserstrahl nicht unter die Zunge oder in Ohr, Nase oder andere empfindliche Organe richten. Dieses Produkt ist in der Lage Drücke zu erzeugen, die ernsthafte Schäden an Organen verursachen können. Zwecks korrekter Verwendung, bitte auf die Bedienungsanleitung beziehen.

Dieses Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben oder auf Vorschlag Ihres Zahnarztes verwenden.

Es ist ein normales Vorkommnis, wenn Zahnfleisch bei der erstmaligen Benutzung ein wenig blutet. Bei zu starker Blutung, mit der Benutzung aufhören und zwecks Beratung den Zahnarzt aufsuchen.

Den Wasserbehälter mit Wasser oder anderen, von Ihrem Zahnarzt empfohlenen, Lösungen auffüllen.

Nicht fallen lassen oder fremde Objekte in das Produkt einführen.

Das Ladegerät und das Netzkabel von heißen Oberflächen fernhalten.

Nicht in der Umgebung von Sauerstoff oder Treibgas benutzen.

Keine Mundspülmittel verwenden, welche Jod, Bleiche oder Teebaumöl beinhalten.

Nicht während des Tragens von Mundschnuck verwenden. Diesen bitte vor der Verwendung entfernen.

Nicht bei offenen Wunden auf der Zunge oder im Mundbereich benutzen.


Wenn der Arzt die Einnahme von Antibiotikum empfiehlt, so sollten Sie vor der Benutzung dieses Geräts oder eines anderen Mundhygieneartikels Ihren Zahnarzt aufsuchen.

Nur für den Hausgebrauch. Nicht im Freien verwenden.


Kinder und Personen mit besonderen Bedürfnissen genau in der korrekten Verwendung dieses Produkts anweisen und beaufsichtigen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Produktbeschreibung



Product Accessories



Düse x2




Ladekabel x1

Auswechselbare Düsen/Zubehörteile können beim Verkäufer erworben werden

Arbeitsschritte


Start

Sehr wichtig! Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Benutzung komplett auf. Stecken Sie den USB-Stecker in die Ladebuchse und schalten Sie das Produkt ein. Benutzen Sie das Produkt nicht während des Ladens.




Einbau und Ausbau der Düse

Führen Sie die Düse in die mittlere Bohrung des Host ein, bis sie einrastet, und der Einbau ist erfolgreich. Um die Düse zu ersetzen oder zu entfernen, drücken und halten Sie bitte die Taste zum Ausbau der Düse gedrückt und nehmen Sie die Düse dann heraus.



Wie in Abb. 1 dargestellt, öffnen Sie den Wassertankdeckel und füllen Sie ihn mit Wasser auf.

Bitte beachten: Vor dem Auffüllen des Wassertanks bitte sicherstellen, dass das Produkt ausgeschaltet wurde.



- ◆ Die Ein/Aus-Taste und die Modus-Taste befinden sich auf dem Bedienfeld. Die Ein/Aus-Taste steuert die Aktivierung und Deaktivierung des Geräts, und die Modus-Taste ist für das Umschalten zwischen den 6 Modi zuständig.
- ◆ Wenn die Ein/Aus-Taste erneut gedrückt wird, während sich das Produkt in einem Betriebszustand befindet, hört das Produkt auf zu funktionieren. Die reguläre Arbeitszeit des Produkts beträgt 2 Minuten, und wenn das Produkt wieder verwendet werden soll, drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut.
- ◆ Während des Ladevorgangs blinkt eine dreifarbige Anzeige in orange. Wenn sie aufhört, weiss zu blinken, ist das Produkt vollständig aufgeladen. Wenn die Batterie schwach ist, das Licht blinkt, um Sie daran zu erinnern, die Batterie aufzuladen. Wenn die Batterie zu schwach ist, kann die Funktion des Produkts nicht durch Drücken der Ein/Aus-Taste aktiviert werden, und die ungefähre Batterieleistung wird beim Einschalten des Geräts angezeigt; beim Ausschalten kann die ungefähre Batterieleistung des Produkts durch Drücken der Modus-Taste ermittelt werden.


- ◆ Die Beleuchtung des Wassertanks ist eingeschaltet, wenn sie eingeschaltet wird, und die Beleuchtung bleibt eingeschaltet, wenn sie eingeschaltet wird.
- ◆ Das Ladegerät ist geeignet für: AC 100-240VAC, 50/60Hz mit einem Ausgang von 5V 1A. ---
- ◆ Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
- ◆ Halten Sie die Düse aufrecht, um sicherzustellen, dass das Gerät in bestem Betriebszustand ist; durch Drehen der Düse kann die Richtung des Wasserflusses eingestellt werden.
- ◆ Bei der ersten Benutzung der Munddusche kann es zu Zahnfleischbluten kommen, da jeder Mensch unterschiedlichen Drücken im Zahnfleisch widerstehen kann. Dies ist normal, also seien Sie bitte versichert!

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, beginnen Sie bitte mit dem niedrigsten Gang und erhöhen Sie den Druck allmählich, während sich Ihre Mundhöhle anpasst.



Wenn die Wassertankabdeckung abfällt

1. Richten Sie die Dichtung der Wassertankabdeckung auf die Öffnung des Wassertanks aus;
2. Drücken Sie sie ein, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören.



Modusbeschreibung



Gang 1: Wenn 1 weiss Lampe immer leuchtet, signalisiert sie den 1. Gang, und der Wasserdruck liegt bei 10-40PSI.



Gang 2: Wenn 2 weiss Lampen immer eingeschaltet sind, signalisiert dies den zweiten Gang, und der Wasserdruck liegt bei 30-60PSI.



Gang 3: Wenn 3 weiss Lampen immer eingeschaltet sind, wird der dritte Gang signalisiert, und der Wasserdruck liegt bei 50-90PSI.



Gang 4: Wenn alle 4 weiss Lampen immer eingeschaltet sind, wird der vierte Gang angezeigt, und der Wasserdruck liegt bei 60-110PSI.



Pulsierender Gang: Wenn die 4 weiss Lampen von links nach rechts blinken, signalisiert dies das Pulsgerät, und der Wasserdruck liegt bei 60-110PSI.




DIY-Gang: Wenn das LOGO mit einem pulsierenden Licht blinkt, signalisiert es den DIY-Gang, und der Wasserdruck liegt bei 10-110PSI.

Einstellung des DIY-Gangs: Halten Sie in jedem Modus die Modus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, und das Logo blinkt schnell; drücken Sie schnell die Modus-Taste, um den Wasserdruck um eine Stufe zu erhöhen (bei DIY-Geräten können 8 Stufen des Wasserdrucks eingestellt werden, wobei jede blinkende Lampe 1 Stufe des Wasserdrucks und jede Lampe, die immer eingeschaltet ist, zwei Stufen des Wasserdrucks signalisiert). Drücken und halten Sie die Modus-Taste 1 Sekunde lang oder tun Sie 5 Sekunden lang nichts, um den Einstellmodus zu verlassen.

Nutzungstipps


Lehnen Sie sich über das Waschbecken, drücken Sie die Modus-Taste, stellen Sie den Druck auf die gewünschte Einstellung ein, stecken Sie die Düse in den Mund, zielen Sie auf Zahnfleisch und Zähne, drücken Sie die Taste, um sie einzuschalten, und sie ist einsatzbereit.



Sprühen Sie das Wasser in einem 90-Grad-Winkel gegen das Zahnfleisch, und schließen Sie die Lippen leicht, um zu verhindern, dass das Wasser seitwärts schießt. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, beginnen Sie bitte mit der Reinigung von den Molaren (Ihren hinteren Zähnen) und dem Übergang zu den Vorderzähnen.

Schieben Sie die Düse entlang des Zahnpulparandes und stoppen Sie kurz zwischen den einzelnen Zähnen.


Fahren Sie fort, bis das Zahnfleisch und die Zahnzwischenräume gereinigt sind.




Beispiel für demontage und montage

Nach Abschluss der Verwendung

Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die hintere Abdeckung des Wassertanks mit der Einspritzöffnung nach unten, wie in der Abbildung gezeigt, klären Sie die Restflüssigkeit im Wassertank, schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie die Restflüssigkeit aus dem Gerät ab, bis kein Wasser mehr austritt, dann schalten Sie das Gerät aus.



Greifen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, das Produkt mit beiden Händen, wobei die linke Hand um den Körper und die rechte Hand um den Behälter gelegt wird. Drehen Sie gleichzeitig den Tank gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn nach unten, um den Tank zu entfernen.



Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch kann sich im Inneren des Geräts (im Wassertank und im Ansaugrohr) Feuchtigkeit befinden, bei der es sich um Rückstände des destillierten Wassers handelt, das für die Produktprüfung verwendet wurde.

Batterieentsorgung und-wartung

Wartung der Batterie


- ◆ Das Gerät muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden, und die nachfolgenden Aufladungen dauern etwa 2 Stunden;
- ◆ Stecken Sie das USB-Kabel in die Ladebuchse und schließen Sie es an eine Stromquelle an;
- ◆ Wenn das Gerät für längere Zeit gelagert wird, laden Sie es bitte vor der Lagerung vollständig auf;
- ◆ Um die Lebensdauer der Batterie zu maximieren, laden Sie sie bitte sofort auf, wenn die Batterie schwach ist;

Handhabung der Batterie


Dieses Gerät enthält eine Lithiumbatterie, die am Ende ihrer Lebensdauer recycelt werden soll.

Bitte recyceln Sie die Batterie in einem örtlichen Recycling-Center. Die Batterie kann nicht ersetzt werden.

Entfernen der eingebauten Batterie



Entfernen Sie die Düse und den Wassertank und heben den Sockel mit einem Schraubendreher oder einem anderen Werkzeug auf.



Entfernen Sie die Batterie zum Recycling

Achten Sie darauf, dass die positiven und negativen Enden der entnommenen Batterie nicht kurzgeschlossen werden, und isolieren Sie die Enden mit Klebeband.

FAQs und Lösungen

Probleme	Gründe	Lösungen
Leckage zwischen der Düse und dem Körper des Geräts.	Der Dichtungsring im Düsenhalter ist beschädigt, die Düse ist nicht sicher installiert	Wenden Sie sich zur Reparatur an den Verkäufer, installieren Sie die Düse sicher
Leckage im Einlass der Wasserpumpe	Der Dichtungsring ist beschädigt, oder es befinden sich Verunreinigungen auf der Einlassseite	Wenden Sie sich zur Reparatur an den Verkäufer
Leckender Wassertank	Beschädigte Dichtung	Ersetzen Sie den Dichtungsring, wenden Sie sich zur Reparatur an den Verkäufer
Nicht genug Druck	Niederspannung im Einsatz	Verwendung nach voller Aufladung
Gerät kann nicht starten	Niederspannung im Einsatz	Verwendung nach voller Aufladung oder Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer zur Reparatur
Das Produkt versprüht kein Wasser	Erstmalige Verwendung oder lange Zeit nicht benutzt	Nachdem Sie eine geeignete Menge Wasser in den Anschluss für die Düseninstallation gegeben haben, installieren Sie die Düse wieder und schalten Sie dann die Ein/Aus-Taste ein.

Wenn Sie das Problem immer noch nicht mit den oben genannten Methoden lösen können, wenden Sie sich bitte an das Geschäft des Verkäufers oder wenden Sie sich zur Reparatur an eine ausgewiesene Kundendienststelle.

Kundendienst

Vielen Dank für den Kauf der WATERPULSE+ Munddusche! Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:

1. Bitten Sie den Verkäufer beim Kauf um die Ausstellung eines gültigen Verkaufszertifikats als Grundlage für die Garantie.
2. Gemäß den einschlägigen nationalen Vorschriften führt dieses Produkt innerhalb 2Jahres (ab Kaufdatum auf der Rechnung) kostenlose Wartung bei Produktfehlern aufgrund von nicht-menschlichen Faktoren durch. Die Garantie gilt nicht für Düsen. Wenn die Garantiezeit überschritten wird, kann es zur bezahlten Wartung an die vom Unternehmen benannte Kundendienststelle geschickt werden.
3. Während der Garantiezeit, wenn die folgenden Situationen auftreten, werden Kosten und Servicegebühren in Rechnung gestellt:

- Durch Verbraucher verursachte Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung;
 - Der Schaden wird von einer Reparaturwerkstatt verursacht, die keine Garantie für Rückgabe, Reparatur und Ersatz übernimmt;
 - Fehlen 2 entsprechenden Verkaufsbelegs, und das Produktionsdatum des Geräts ist ein Jahr abgelaufen;
 - Der Schaden wird durch kommerzielle Nutzung verursacht;
 - Die Schäden werden durch Faktoren höherer Gewalt (wie Blitzschlag, Erdbeben, Feuer usw.) verursacht.
4. Bitte füllen Sie das folgende Formular sorgfältig aus und senden Sie es zusammen mit dem zu reparierenden Gerät zur Reparatur an die vom Unternehmen benannte Kundendienststelle.

Wartungsaufzeichnung

Kundenname		Kontaktnummer	
Produktnummer		Produktfarbe	
Kaufdatum		Kaufplattform	
Kontaktadresse			
Datum der eparatur			

Contenuti

Catalogo	01
Standard UL	02
Descrizione prodotto	05
Accessori prodotto	06
Funzionamento	06-09
Descrizione delle Modalità	10
Utilizzo delle Punte	11
Esempi di assemblaggio e smontaggio	12
Manutenzione e smaltimento batteria	13
FAQ e soluzioni	14
Servizio post-vendita	15

AVVERTENZE IMPORTANTI

Quando si usano prodotti elettrici, specialmente quando sono presenti bambini, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di seguito riportate.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

PERICOLI:

Per ridurre il rischio di folgorazione:

- ◆ Non maneggiare il caricatore con le mani bagnate.
- ◆ Non immergere l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- ◆ Non usare durante il bagno.
- ◆ Non posizionare o conservare il prodotto dove può cadere in una vasca, in un box doccia o in un lavandino.
- ◆ Non recuperare il prodotto se è caduto nell'acqua.
Scollegarlo immediatamente.
- ◆ Controllare che il cavo di ricarica non sia danneggiato prima del primo utilizzo e durante la vita del prodotto.

Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi, gravi lesioni o danni:

Non collegare questo dispositivo a un sistema di tensione diverso da quello specificato sul dispositivo o sul caricabatterie.

Non utilizzare questo dispositivo se ha un cavo o una spina rotta. In caso di malfunzionamento o in caso di contatto con liquidi, contattare il distributore locale.

Non dirigere il flusso d'acqua sotto la lingua, nell'orecchio, nel naso o in altri organi delicati. Questo prodotto è in grado di produrre pressioni che possono causare gravi danni a questi organi. Fare riferimento alle istruzioni operative per l'uso corretto.

Utilizzare questo dispositivo esclusivamente come indicato in queste istruzioni o secondo i suggerimenti del proprio dentista.

E' normale che le gengive sanguinino un po' quando si usa l'idropulsore per la prima volta. Se sanguinano molto, si prega di sospendere l'uso e chiedere il parere del dentista.

Riempire il serbatoio con acqua o altre soluzioni consigliate dal dentista.

Non far cadere o inserire oggetti estranei nel dispositivo.

Tenere il caricabatterie e il cavo lontano da superfici riscaldate.

Non operare in ambienti in cui vengono utilizzati spray ad ossigeno o aerosol.

Non usare collutori / risciacqui che contengono iodio, sbiancante o olio di tea tree.

Non usare se si indossano gioielli alla bocca.

Si prega di rimuoverli prima dell'uso.

Non usare in caso di ferite aperte sulla lingua o in bocca.


Se il medico consiglia un trattamento preparatorio antibiotico, è consigliabile rivolgersi al proprio dentista prima di utilizzare questo strumento o qualsiasi altro ausilio per l'igiene orale.

Solo per uso domestico. Non utilizzare all'aperto.


Istruire e supervisionare da vicino bambini e persone con bisogni speciali per un uso corretto dell'apparecchio.

Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Descrizione prodotto



Accessori prodotto



Beccucci x2




Cavo di Ricarica x1

I beccucci/accessori di ricambio possono essere acquistati presso il venditore.

Funzionamento

Avvio

Importantissimo! Caricare completamente l'apparecchio prima del primo utilizzo. Collegare il cavo USB alla porta di ricarica e poi collegarlo all'alimentazione. Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.



Installazione e Rimozione del Beccuccio

Inserire il beccuccio nel foro centrale sul corpo principale finché non si senta un clic e l'installazione è completata con successo. Per sostituire o rimuovere il beccuccio, premere e tenere premuto il pulsante di sgancio beccuccio e quindi estrarre il beccuccio.




Installazione



Sostituzione o Rimozione

Aprire il tappo del serbatoio e riempirlo con acqua, come mostrato nella Figura 1;

Nota Bene: Controllare che l'apparecchio sia spento prima di riempire il serbatoio.




- ♦ Il pulsante On/Off e il pulsante di modalità si trovano sul pannello. Con il pulsante On/Off si controllano l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio e con il pulsante di modalità si passa tra le 6 modalità.
- ♦ Se si preme il pulsante On/Off mentre il prodotto è in funzione, il prodotto smetterà di funzionare. Il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti di funzionamento, e per utilizzare ancora il prodotto, premere ancora il pulsante On/Off.
- ♦ Durante la ricarica, una spia luminosa lampeggia in arancione. Se la spia presenta una luce bianca fissa, indica che il prodotto è completamente carico. In caso di batteria scarica, la spia presenta una luce lampeggiante per ricordarsi di ricaricare. In caso di livello di carica troppo basso, l'apparecchio non si avvia quando si preme il pulsante On/Off e la spia segnala il livello approssimativo di carica della batteria se l'apparecchio è acceso; se l'apparecchio è spento, si può rilevare il livello approssimativo di carica della batteria del prodotto premendo il pulsante di modalità.

- ◆ L'illuminazione del serbatoio si accende quando l'apparecchio è acceso e l'illuminazione rimane accesa durante il funzionamento dell'apparecchio.
- ◆ Il caricabatterie è da usare con: 100-240V AC, 50/60Hz, con una uscita di 5V 1A.---
- ◆ Non utilizzare l'apparecchio mentre è in carica.
- ◆ Durante l'uso, tenere l'apparecchio in posizione verticale per garantire il funzionamento ottimale dell'apparecchio; si può regolare la direzione del flusso d'acqua ruotando il beccuccio.
- ◆ È normale che le gengive sanguinino leggermente al primo utilizzo dell'idropulsore dentale, perché la resistenza alla pressione delle gengive varia da persona a persona, quindi si può utilizzare l'apparecchio con tranquillità!
- ◆ Utilizzare l'apparecchio iniziando dal livello di pressione più basso e aumentare gradualmente la pressione dopo che le gengive si sono adattate alla pressione dell'acqua.



Se il tappo del serbatoio dell'acqua cade

1. Allineare la guarnizione del tappo del serbatoio dell'acqua con l'imboccatura del serbatoio dell'acqua;
2. Premerlo finché non si senta un "clic".



Descrizione delle Modalità



Livello 1: Quando 1 spia rimane accesa in bianco, indica che l'apparecchio è al livello 1 e la pressione dell'acqua è di 10-40PSI.



Livello 2: Quando 2 spie rimangono accese in bianco, indica che l'apparecchio è al livello 2 e la pressione dell'acqua è di 30-60PSI.



Livello 3: Quando 3 spie rimangono accese in bianco, indica che l'apparecchio è al livello 3 e la pressione dell'acqua è di 50-90PSI.



Livello 4: Quando tutte e 4 le spie rimangono accese in bianco, indica che l'apparecchio è al livello 4 e la pressione dell'acqua è 60-110PSI.



Livello 5: Quando le 4 spie lampeggiano in bianco da sinistra a destra, indica che l'apparecchio è in modalità ad impulsi e la pressione dell'acqua è di 60-110 PSI.




Livello 6: Quando il LOGO lampeggia con una luce pulsante, indica che l'apparecchio è in modalità DIY e la pressione dell'acqua è di 10-110PSI.

Impostazione della Modalità DIY: In qualsiasi modalità, accedere alla modalità di impostazione della pressione dell'acqua della modalità DIY tenendo premuto il pulsante di modalità per 1 secondo e il LOGO lampeggerà rapidamente; poi premere rapidamente il pulsante di modalità per aumentare la pressione dell'acqua di 1 livello (sono disponibili 8 livelli di pressione dell'acqua in modalità DIY, ogni spia con luce lampeggiante indica 1 livello di pressione dell'acqua, ogni spia con luce fissa indica due livelli di pressione dell'acqua). Per uscire dalla modalità di impostazione, tenere premuto il pulsante di modalità per 1 secondo o non eseguire alcuna operazione per 5 secondi.

Utilizzo delle Punte


Chinarsi verso il lavandino, premere il pulsante di modalità, impostare la pressione dell'acqua al livello desiderato, inserire il beccuccio nella bocca e puntarlo verso i denti e le gengive, accendere l'apparecchio premendo il pulsante On/Off per iniziare l'utilizzo.



Tenere sempre il getto d'acqua a 90° di inclinazione rispetto alle gengive e chiudere leggermente le labbra per evitare che l'acqua schizzi lateralmente. Per ottenere i migliori risultati, iniziare la pulizia dai molari (denti posteriori) e muoversi verso gli incisivi.

Spostare il beccuccio lungo la linea gengivale e fare una breve sosta tra i denti.


Continuare la pulizia finché le gengive e le fessure tra i denti non sono pulite.




Esempio Smontaggio e Assemblaggio

Al termine dell'utilizzo

Spegnere l'apparecchio, aprire il tappo del serbatoio dell'acqua con il foro di riempimento acqua rivolto verso il basso come mostrato nella figura, svuotare completamente il serbatoio dell'acqua, accendere l'apparecchio per scaricare tutto il liquido residuo dall'apparecchio, quindi spegnere l'apparecchio.



Come mostrato nella figura, tenere il prodotto con entrambi le mani, tenere il corpo principale con la mano sinistra e il serbatoio con la mano destra, poi ruotare il serbatoio in senso antiorario e tirare il serbatoio verso il basso per rimuoverlo.



Nota Bene: Potrebbe esserci dell'acqua all'interno dell'apparecchio prima del primo utilizzo (nel serbatoio e nel tubo di aspirazione), tale acqua è il residuo dell'acqua distillata utilizzata per il test del prodotto.

Smaltimento e manutenzione delle batterie

Manutenzione della Batteria


- Caricare l'apparecchio completamente prima del primo utilizzo, ci vorranno circa 2 ore per ricaricare l'apparecchio completamente nelle ricariche successive.
- Collegare il cavo USB alla porta di ricarica e collegarlo all'alimentazione.
- Prima di conservare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, caricarlo completamente;
- Al fine di massimizzare la vita utile della batteria, carigarla immediatamente quando la batteria è scarica.

Smaltimento della Batteria


Questo apparecchio contiene una batteria al litio, che deve essere ricicidata alla fine della sua vita utile.

Consegnare la batteria a un centro di riciclaggio locale. La batteria non è sostituibile.

Rimozione della Batteria Integrata



Rimuovere il beccuccio e il serbatoio dell'acqua e fare leva sulla base con un cacciavite o altro strumento.



Rimuovere la batteria per il riciclaggio

Evitare di far cortocircuitare i morsetti positivo e negativo della batteria rimossa ed isolare i morsetti con nastro adesivo.

FAQ - Domande frequenti e soluzioni

Problema	Causa	Soluzione
Perdita tra il beccuccio e il corpo principale dell'apparecchio	L'anello di tenuta nella sede di fissaggio del beccuccio è danneggiato, il beccuccio non è ben installato.	Rivolgersi al venditore per la riparazione, installare bene il beccuccio
Perdita all'ingresso del serbatoio dell'acqua	L'anello di tenuta è danneggiato o ci sono oggetti estranei all'ingresso	Rivolgersi al venditore per la riparazione
Perdita del serbatoio dell'acqua	L'anello di tenuta è danneggiato	Sostituire l'anello di tenuta, rivolgersi al venditore per la riparazione
Pressione insufficiente	Il livello di carica dell'apparecchio è basso.	Utilizzare dopo ricaricare completamente l'apparecchio
L'apparecchio non si accende	Il livello di carica dell'apparecchio è basso.	Utilizzare dopo ricaricare completamente l'apparecchio o rivolgersi al venditore per la riparazione
L'apparecchio non emette getto d'acqua	Primo utilizzo o non in uso per lungo tempo	Dopo aver versato una quantità adeguata di acqua nel foro di installazione del beccuccio, reinstallare il beccuccio e poi accendere l'apparecchio premendo il pulsante On/Off.

Se ancora non si può risolvere il problema con i metodi sopra indicati, rivolgersi al negozio del venditore o recarsi ad un centro di assistenza post-vendita designato per la riparazione.

Servizio post-vendita

Grazie per aver acquistato questo Idropulsore Dentale WATERPULSE+ !

Leggere attentamente quanto segue:

1. Al momento dell'acquisto, chiedere al venditore di emettere uno scontrino di vendita o una fattura di vendita valida come prova d'acquisto per usufruire della garanzia.
2. Questo prodotto è garantito per 2 anni (a partire dalla data di fatturazione) e può essere riparato gratuitamente in caso di eventuali guasti causati da fattori non umani, ma la garanzia non copre i beccucci. Trascorso il periodo di garanzia, si può inviare il prodotto a un centro di assistenza post-vendita designato dalla Società per la riparazione a pagamento.
3. Entro il periodo di garanzia, i costi e le spese di servizio saranno addebitati a seconda dei casi nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - ◆ Danni causati da uso, manutenzione o conservazione impropria da parte dell'utilizzatore;
 - ◆ Danni causati da un riparatore, che non è responsabile dei servizi di reso, riparazione e sostituzione in garanzia;
 - ◆ Nessuna prova d'acquisto, ed è trascorso 2 anni dalla data di fabbricazione dell'apparecchio;
 - ◆ Danni causati dall'uso per scopi commerciali;
 - ◆ Danni causati da forza maggiore (come fulmini, terremoti, incendi, ecc.).
4. Compilare attentamente il seguente modulo e inviarlo insieme all'apparecchio da riparare ad un centro di assistenza post-vendita designato dalla Società.

Registrazione delle Riparazioni in Garanzia

Nome del Cliente		Numero di Telefono	
Numero d'ordine		Colore del Prodotto	
Data di Acquisto		Piattaforma di Acquisto	
Indirizzo			
Descrivi il fallimento			

Catálogo

Catálogo	01
Estándar UL	02
Descripción del Producto	05
Accesorios del Producto	06
Pasos de la Operación	06-09
Descripción de modos	10
Consejos de Uso	11
Ejemplos de Desmontaje y Montaje	12
Cuidado de la Batería y Eliminación	13
Preguntas frecuentes y soluciones	14
Servicio de postventa	15

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños, respete siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PELIGROS:

Para reducir el riesgo de electrocución:

- ◆ No manipule la batería con las manos mojadas o húmedas.
- ◆ No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.
- ◆ No use el dispositivo al ducharse o bañarse.
- ◆ No sitúe o almacene el dispositivo en lugares en los que pueda caer al lavabo o la bañera.
- ◆ Si el dispositivo cae al agua, no lo toque y desenchúfelo inmediatamente.
- ◆ Compruebe siempre si el cable de carga está dañado antes del primer uso y durante la vida útil del producto.

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, fuego y lesiones graves o daños:

No alimente el dispositivo con un voltaje distinto al especificado en el dispositivo o el cargador

No use el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados. Si el dispositivo no funciona correctamente o ha sido sumergido accidentalmente en agua u otro líquido, póngase en contacto con el distribuidor local.

No proyecte agua bajo la lengua, en el interior del oído, nariz u otros órganos sensibles. El producto genera chorros de agua de alta presión que pueden dañar seriamente dichos órganos. Lea las instrucciones de uso para realizar un uso correcto del dispositivo.

Use siempre el dispositivo siguiendo las instrucciones indicadas en este manual o las recomendaciones de un dentista profesional.

La primera vez que se usa el irrigador dental es normal que las encías sangren ligeramente. Si sangran demasiado, interrumpa su uso y consulte con su dentista.

Rellene el depósito con agua u otros líquidos recomendados por un dentista profesional.

No deje caer o introduzca objetos extraños en el interior del producto.

Mantenga alejados el cargador y el cable de carga de las superficies calientes.

No use el dispositivo en lugares donde se está usando oxígeno u otros gases.

No use el dispositivo con enjuagues bucales que contengan yodo, lejía o aceite del árbol del té.

No use el dispositivo con piercings u otros ornamentos bucales.

En su caso, retire los piercings u otros ornamentos bucales antes de utilizar el dispositivo.

No use el dispositivo si tiene heridas abiertas en la boca o la lengua.


En caso de tener que tomar antibióticos, consulte con el dentista sobre el uso de este dispositivo u otros aparatos de higiene bucal.

Solo para uso doméstico, no usar nunca en el exterior.


Si el dispositivo ha de ser usado por niños o personas con discapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimiento, instruya convenientemente sobre su operación correcta y supervise su uso.

No permita a los niños jugar con el dispositivo.

Descripción del Producto



Accesorios del Producto



Boquilla x2




Cable para carga x1

Las boquillas/Los accesorios reemplazables se pueden comprar al proveedor

Pasos para el Funcionamiento


Activación

¡Muy importante! Cargue completamente el dispositivo antes de la primera vez de uso. Enchufe el cable USB en la toma para la carga, y encienda la alimentación. El producto no se puede utilizar al estar cargándose.



Montaje y desmontaje de la boquilla

Inserte la boquilla en el orificio central del host hasta que haga clic, y se completa exitosamente el montaje. Para reemplazar o quitar la boquilla, presione y mantenga presionando el botón de extracción de la boquilla y luego saque la boquilla.




Montaje

Reemplazo o Desmontaje

Como se muestra en la Figura 1, abra la tapa del reservorio y luego eche agua en él;

Nota: asegúrese de que el dispositivo esté apagado al llenar el reservorio.



- El botón de encendido y el de modos están en el panel. El botón de encendido controla la activación y desactivación del dispositivo, y el de modo es para cambiar entre los 6 modos.
- Si el botón de encendido se presiona nuevamente cuando el producto está en el estado de funcionamiento, el producto dejará de funcionar. El tiempo de funcionamiento habitual del producto es de 2 minutos, y vuelva a pulsar el botón de encendido si va a utilizar el producto de nuevo.
- Durante el proceso de carga, una lámpara indicadora parpadea en naranja. El producto está completamente cargado cuando deja de parpadear. Cuando la batería está baja, la luz parpadea para recordarle a recargarla. Cuando la batería está demasiado baja, la función del dispositivo no se puede activar presionando el botón de encendido, y el nivel aproximado de la batería se muestra cuando está encendido; cuando está apagado, el nivel aproximado de la batería del producto se puede detectar presionando el botón de modos.

- ◆ El indicador del depósito está encendido cuando se enciende, y permanece continuo siempre en el estado de encendido.
- ◆ El cargador es adecuado para trabajar con: CA 100-240VAC, 50/60Hz con una salida de 5V 1A. El dispositivo no se puede utilizar durante el proceso de carga.
- ◆ El dispositivo no se puede utilizar durante el proceso de carga.
- ◆ Cuando esté en uso, manténgalo en posición vertical para garantizar que el equipo esté en las mejores condiciones de funcionamiento; se puede ajustar la dirección del flujo de agua girando la boquilla.
- ◆ El sangrado de las encías puede ocurrir a la primera vez que usa el irrigador bucal, porque la presión que cada uno puede soportar en las encías es diferente. Esto es normal, ¡así que no se preocupe!
- ◆ Al usar el producto por primera vez, comience con la marcha más baja y aumente gradualmente la presión a medida que se adapte su cavidad bucal.



Si la tapa del depósito de agua se cae

1. Alinee la arandela de la tapa del depósito de agua con la boca del depósito;
2. Presiéntelo hasta escuchar un sonido de "clic".



Descripción de modos



Marcha 1: Cuando 1 lámpara blanca está continua, indica la 1ra marcha, y la presión del agua es de 10-40PSI.



Marcha 2: Cuando 2 lámparas blancas están continuas, indica la 2da marcha, y la presión del agua es de 30-60PSI.



Marcha 3: Cuando 3 lámparas blancas están continuas, indica la 3ra marcha, y la presión del agua es de 50-90PSI



Marcha 4: Cuando 4 luces blancas están continuas, indica la 4ta marcha, y la presión del agua es de 60-110PSI.



Marcha 5: Cuando 4 lámparas blancas parpadean de izquierda a derecha, indica la marcha de impulso, y la presión del agua es de 60-110PSI.




Marcha 6: Cuando el LOGOTIPO está parpadeando con una luz pulsante, indica la marcha de bricolaje, y la presión del agua es de 10-110PSI.

Ajuste de la marcha de bricolaje: En cualquier modo, mantenga presionando el botón de modo durante 1 segundo, y el logotipo parpadeará rápidamente; presione rápidamente el botón de modos para aumentar la presión del agua en un nivel (para la marcha de bricolaje, se puede configurar 8 niveles de presión de agua, donde una luz intermitente indica 1 nivel de presión de agua, y una luz continua significa dos niveles de presión). Mantenga presionando el botón de modos durante 1 segundo o no haga nada durante 5 segundos para salir del modo de ajuste.

Consejos de uso


Inclínese sobre el lavabo, presione el botón de modos, ajuste la presión a la configuración deseada, coloque la boquilla en la boca apuntando a las encías y los dientes, presione el botón de encendido para encenderlo y estará listo para usar.



Pulverice el agua en un ángulo de 90 grados contra las encías, y cierre ligeramente los labios para evitar la salida del agua hacia los lados. Para lograr los mejores resultados, comience a limpiar desde los molares (sus dientes posteriores) a los dientes frontales.

Deslice la boquilla a lo largo de la línea de las encías y deténgala brevemente entre cada diente.


Continúe hasta que se limpian las encías y el espacio entre los dientes.




Ejemplo de Montaje y Desmontaje

Cuando termine de usar

Apague el dispositivo, abra la tapa trasera del depósito de agua con el orificio de inyección hacia abajo como se muestra en la figura, elimine el líquido residual en el depósito, encienda el dispositivo y drene el líquido residual del dispositivo hasta que no haya más descarga de agua, luego apague el dispositivo.



Como se muestra en la figura, agarre el producto con ambas manos, la mano izquierda sostenido el cuerpo y la mano derecha tomando el depósito. Al mismo tiempo, gire el depósito en sentido antihorario y tirelo hacia abajo para quitarlo.



Nota: Puede que haya humedad en el interior de la máquina antes de su primer uso (en el reservorio y la tubería de succión), que es el residuo de agua destilada utilizada para la prueba del producto.

Desecho y Mantenimiento de la Batería

Mantenimiento de la batería


- ◆ El dispositivo debe estar completamente cargado antes del primer uso, y el proceso de cargas posteriores tarda unas 2 horas;
- ◆ Enchufe el cable USB en la toma de carga y conéctelo a una fuente de alimentación;
- ◆ Si va a almacenar el dispositivo por mucho tiempo, cárguelo completamente antes de guardarlo;
- ◆ En función de maximizar la vida útil de la batería, cárguela inmediatamente cuando la batería esté baja;

Manejo de la batería


Este dispositivo tiene una batería de litio, la cual se reciclará al final de su vida útil.

Recicle la batería en un centro de reciclaje local. No se puede reemplazar por otro tipo de batería.

Extracción de la batería incorporada



Quite la boquilla y el depósito de agua, y alzapríme con un destornillador o cualquier otra herramienta para abrir la base.



Sacar la batería para reciclarla

Tenga cuidado de no cortocircuitar el extremo positivo y el negativo de la batería extraída, y áislelos con cinta.

Preguntas Frecuentes y Soluciones

Problemas	Causas	Soluciones
Fuga entre la boquilla y el cuerpo del dispositivo.	El anillo sellador en el soporte de la boquilla está dañado, la boquilla no está instalada de forma segura	Póngase en contacto con el vendedor para la reparación, instale la boquilla de forma segura
Fuga en la entrada de la bomba de agua	El anillo sellador está dañado, o hay impurezas en el lado de entrada	Póngase en contacto con el vendedor para la reparación
Depósito de agua con fugas	Pieza de sello dañada	Reemplace el anillo sellador, comuníquese con el vendedor para la reparación
Presión insuficiente	Bajo voltaje en uso	Úselo después de cargarlo completamente
El dispositivo no se puede iniciar	Bajo voltaje en uso	Úselo después de cargarlo completamente, o póngase en contacto con el vendedor para la reparación
El producto no pulveriza agua	Se usa por primera vez o está sin usarse durante mucho tiempo	Después de agregar una cantidad adecuada de agua al puerto de montaje de la boquilla, vuelva a instalar la boquilla y luego presione el interruptor de encendido

Si aún no puede resolver el problema de acuerdo con las soluciones anteriores, consulte con la tienda del vendedor o vaya a un punto de reparación de posventa designado para la reparación.

Servicio post venta

¡Gracias por comprar el Irrigador Bucal WATERPULSE+!

Preste atención a lo siguiente:

1. Al comprar, solicite al vendedor a emitir un certificado de venta válido como base para la garantía.
2. De acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes, a este producto se aplica un mantenimiento gratuito para fallas del producto debido a factores no humanos dentro de 2 años (desde la fecha de compra en la factura). La garantía no comprende a la boquilla. Si se excede el período de garantía, puede enviarse al punto de mantenimiento de posventa designado por la empresa para el mantenimiento pagado.
3. Durante el período de garantía, si ocurren las siguientes situaciones, se cobrarán los costos y tarifas de servicio según corresponda:

- Daños causados por el consumidor debido al inadecuado uso, mantenimiento y almacenamiento;
- El daño es causado por un reparador que no asume las garantías de devolución, reparación y reemplazo;
- Falta del comprobante de venta relevante y la fecha de producción del dispositivo ha pasado 2 años;
- El daño es causado por el uso comercial;
- El daño es causado por factores de fuerza mayor (como rayos, terremotos, incendios, etc.).

4. Complete el siguiente formulario detenidamente y envíelo al punto de reparación de posventa designado por la empresa para la reparación junto con el dispositivo que necesite reparación.

Registro de reparación en la garantía

Nombre del cliente		Número de contacto	
Número de orden		Color del producto	
Fecha de compra		Plataforma de compra	
Dirección de contacto			
Describe la falla del dispositivo			



FDA RoHS CE 